


Gentle RF Solution

 **Gentlo**





Yenilikçi **RF** ve **PLAZMA** Teknolojisi

GENTLO yeni nesil RF ve PLAZMA teknolojilerini bir arada kullanan ilk ve tek cihazdır. Cilt tedavi etkisini en üst düzeye çıkararak cilt tedavilerinde en mükemmel sonuçları sizlere sunar.


RN | RF-Needle

RF Monopolar 1pin needle



Yağ Bezeleri İçin Gerçek Çözüm

Yağ bezeleri için gerçek çözüm. RF iğnesi yağ bezelerine odaklanarak kalıcı bir tedavi sağlar. Epidermise zarar vermez, akneyi tedavi eder.



Termal Efekt 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm


RC | RF-Circle

RF Monopolar Circle



Uygulama Öncesi ve Sonrası Yoğun Isıtma

RC seramik RF başlığı ile akne tedavisi öncesi ve sonrası ayrıca genel cilt sıkılaştırma için kullanılır. Kadınlarda vulva tedavisi içinde kullanılabilir.




RV | RF-Vaginal

RF Monopolar Bar type

Özel Vajinal Tedavi

Kadınlar için uygun bir radyofrekans tedavisi ile non-invaziv ablatif olmayan cerrahi işlem ve anestezi gerektirmeyen vajinal gençleştirme ve sıkılaştırma, kolpoxerosis için özel olarak tasarlanmış kavisli el probu.



Tedavi Lezyonları

RF Tedavisi

Skar Tedavisi, Çatlaklar, Kırışıklık Tedavisi, Akne, Cilt Tonu Dengeleme, Hiperhidroz, Genişlemiş Gözenek Tedavisi, Yüz ve Çene Hatlarının Belirginleştirilmesi

PLASMA Tedavisi

Cilt Gençleştirme, Ten Rengi Düzenleme, Beyazlatma, Kuruluk, Gözenek Yoğunluğu, Hidrasyon, Kırışıklıklar ve Mezoterapi Ürün Yedirme

Vajinal RF


Vajinal Sıkılaştırma, Vulva Beyazlatma, Vajinal Gençleştirme

Kolaylık

1

Akıllı Entegre Sistemi (SIS)

Hasta kayıt sistemi ile tüm işlemleri ve tedavilerin takibi.



R.M.S (Uzaktan Takip Sistemi)

Hasta kayıt sistemi sayesinde kullanıcıya en iyi ve en güvenli tedavi protokolünü sağlar.

Search "HIRONIC" on the App store

Gerçek Zamanlı
Cihaz Ekranı
Görüntüleme

Hasta
Klinik datası

Pre-A/S



2


Büyük Veri Sistemi

Sistemde kayıtlı olan tedavi verileri sayesinde kullanıcılara güvenilir bir şekilde tedavi protokolleri oluşturma imkanı sağlar.



12.1" Geniş Ekran LCD

75° Ayarlanabilir Aç



Sensor Teknolojisi

Otomatik el probu tanıma sistemi



Arka Kol

Güçlü ve Yüksek Kalite



Havalandırma

Hızlı ve güçlü hava sirkülasyonu



LED Kılavuz Modu

Kırmızı, Sarı, Yeşil, Beyaz



Sinerji Etkisi




RM | Microneedle

İzoleli ve izolesiz iğne seçenekleri ile 0,5 mm'den 3,5 mm'ye kadar ayarlanabilir iğne deliği ile uygulama imkanı sağlar.




Geniş Görüş Açısı

Kartuş uçlarının diğer cihazlara göre 25% daha küçük olması sayesinde tedavi sırasında daha geniş bir görüş açısı sağlar ve uygulamayı kolaylaştırır.



other type



GENTLO



PS | PLASMA

Klinik arařtırmalar sonucu kanıtlanmış %466 daha fazla benzersiz özellik ve teknolojisi ile renk tonu düzenleme, sıkılařtırma, akne, akne iltihabı ve lekelerde etkili yöntem.



PLASONIC
Skin Booster AMPOULE

Ampül amino asitler ve vitaminlerden oluşan yüksek konsantrasyonlarda büyüme faktörlü 4 farklı tripeptit içerir. Çift fonksiyonlu bir cilt güçlendiricidir. Renk açmada cilt gençleřtirmede ve PLASONIC tedavisinde kullanılır.



Moisturizing Effect
100%

Smoother Skin
91%

Wrinkle Reduction
91%

Pore Tightening
82%

Gentlo Teknik Özellikler

Başlıklar	Radyofrekans Başlıkları	RF-Micro Needle	25 Pin	İzoleli
			49 Pin	İzolesiz
		RF-Circle	30V - 360V	
		RF-Needle 1 Pin	10V - 168V	
		RF-Vajinal	10V - 168V	
	Plazma Başlıkları	Level 1-5		
RF Microneedle Atış Sayısı		2.000 Atış		
Penetrasyon Derinliği		0.5 - 3.5 mm (0.1 step)		
Tekrarlama		Tekli Mod / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 2.0 (sec)		
RF Enerjisi		Level 1-10		
Kartuş Boyutları		25PIN (8 x 8mm) / 49PIN (12 x 12mm)		
Frekans		2 MHz		
RF Emisyon Süresi		50 - 950ms		
Sistem		12.1 Wide LCD		
		5 Dil Desteği (EN, CN, KR, ES, AR)		
		Sesli Rehberlik		
		Seçici Mod		
		Bellek		
Genel Özellikler		Air Vent Hole		
		Max. Çıkış Enerjisi	25w (25pin) / 50 W (49pin)	
		Cihaz Ölçüleri	654 (W) x 768 (L) x 1287 (H)	
		Ağırlık	43 Kg	

B E A U T I F U L . C O N F I D E N T . H A P P Y M A K E R H I R O N I C

HIRONIC

nora
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

19F, U-Tower, 767, Sinsu-ro, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827, korea

Etiler Mah. Mürselpaşa Bulvarı No: 22/52 Konak / İzmir

Sales Support. +82-31-525-7400 Fax. +82-505-360-4201
E-mail. export@hironic.com www.hironic.com

Tel: 0232 445 45 49 Fax: 0232 448 48 02
info@noramedikal.com.tr www.noramedikal.com.tr

KOSDAQ LISTED COMPANY INNOBIZ MAINBiz Venture for Tomorrow GMP Kaçitist CE TGA INMETRO ANVISA Agència Nacional de Vigilancia Sanitària invimò

H i r o n i c h a s a c h i e v e d I S O 1 3 4 8 5 a n d K o r e a n G M P .

GT_01907_V001