



biotec Italia
Medical



WEBSİTEMİZİ
ZİYARET EDİN

medisculpt®

VÜCUDUNUZU YENİDEN ŞEKİLLENDİRİN



nora®
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK



TERCİH ETMENİZ İÇİN 5 NEDEN


**ERGONOMİK
KOLAY
TUTUŞ**

**KESİNLİK
GÜVENLİK**

**SIRALI
ELEKTRİK
AKIMLARI**

**REFLEKS
TEKNOLOJİSİ**

**FIT 4®
TEKNOLOJİSİ**


MADE IN ITALY

**MEDISCULPT, BİRİKMİŞ YAĞLARIN AZALMASINA
KATKIDA BULUNUR.**



**MEDISCULPT, VÜCUDUN 4 BÖLGESİNE AYNI ANDA
UYGULAMA YAPMANIZI SAĞLAYAN VE SEANS
SAYISINI AZALTAN FIT 4 TEKNOLOJİSİNE SAHİPTİR.**

medisculpt®

Tedavi Endikasyonları

TIBBİ

- Spazmların tedavisi ve kas rehabilitasyonu.
- Kullanmamaya bağlı kas kaybının önlenmesi veya geciktirilmesi.
- Bölgesel kan dolaşımının iyileştirilmesi.
- Romatizmal hastalıklarda ağrıların azalması.
- Venöz trombozu ve venöz ülserleri önlemek için baldır kaslarının ameliyat sonrası uyarılması.

TIBBİ OLMAYAN

- **Lokalize yağlanmanın azaltılması.**
Yağ yakma.
Vücut şekillendirme.
Vücut sıkılaştırma.
- **Kas oluşumunu sağlama.**
Kas geliştirme.
Kol ve ön bacak kası.
Popo kaldırma.

Before



After



Before



After




Before




After



Before



After



TEKNOLOJİ, GÜVENİLİRLİK, ERGONOMİ, TASARIM

ERGONOMİK VE KOLAY TUTUŞ

Aplikatör kolay tutuşu sayesinde tedavi edilecek alanda daha hızlı konumlandırma ve sabitleme yapabildiğini sağlar.

KESİNLİK VE GÜVENLİK

Aplikatörlerin özenle tasarlanmış olan yapısı ve şekli tüm kesitler boyunca homojen bir alan sağlamaktadır.

ENTEGRASYON VE TEKNOLOJİ

REFLEKS ODAKLI ELEKTROMANYETİK ALAN

Aplikatördeki refleks teknolojisi 2.5T'ye kadar güçle çalışarak ilgili kasın polarizasyonunu ve de depolarizasyonunu sağlar, böylece kas kütlelerinin %100'ünde kasılma uyarımını destekler.

SIRALI ELEKTRİK ATIMLARI

Aplikatör tarafından yayılan elektrik atımları sırayla hareket eder ve kas kütleleri üzerinde özel bir üç boyutlu kasılma etkisi yaratabilir.



KAS TROFİZMİ VE YAĞ ELİMİNASYONU

Son çalışmalar, yüksek yoğunluklu odaklanmış elektromanyetik alanın, kas trofizmi ile aynı anda eş zamanlı olarak deri altı yağını azaltabildiğini göstermektedir. Çalışmalar, deri altı doku üzerindeki etkilerin apoptotik ve biyokimyasal süreçlerden kaynaklandığını göstermiştir.

Histolojik değerlendirmede yağ dokusundaki apoptotik çekirdek sayısında tek bir uygulamadan sonra bile istatistiksel olarak artış gözlenmiştir.

medisculpt®


**30 DAKİKADA
20.000 MEKİK**



**KASLARINIZ GELİŞSİN
ZAMANINIZ SİZE KALSIN**

**MEDISCUPT SİZE 20.000 SQUAT YA DA
20.000 MEKİK ETKİSİNİ 30 DAKİKADA SAĞLAR.**

medisculpt®



TEKNİK VERİLER

BESLEME GERİLİMİ	230 Vac - 50/60 Hz
MAKS. GÜÇ	1900 VA
SINIF VE TİP	I - BF
SİGORTALAR	2 x F10A
BOYUTLAR	550 x 550 x 1300 mm
AĞIRLIK	60 kg

MANYETİK ALAN

MAKSİMUM GÜÇ YOĞUNLUĞU ORTA BOY APLİKATÖR	2.5 T
MAKSİMUM GÜÇ YOĞUNLUĞU BÜYÜK BOY APLİKATÖR	2.5 T
ATIM SÜRESİ	280 ps

APLİKATÖRLER



medisculpt®

nora®

MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

Medisculpt %100 İtalya'da üretilmiştir.
Biotec Italia, orjinal bir ürünün gerçekliğini ve üretim sürecinin her bir detayına gösterilen sonsuz dikkat sebebiyle ürünlerinin üstün kalitesini garanti eder.

Biotec Italia şunları garanti eder;
Tamamen İtalya'da üretilmiştir.
Sadece İtalyan yan mamülleri kullanılarak üretilmiştir.
En yüksek kalitedeki malzemelerle üretilmiştir.
Biotec Italia'nın kendi teknolojik tasarımları kullanılarak üretilmiştir.

Etiler Mah. Mürselpaşa Bulvarı No: 22/52 Konak/İzmir

Tel: 0232 445 45 49

Fax: 0232 448 48 02

info@noramedikal.com.tr

www.noramedikal.com.tr

    /noramedikal



MADE IN ITALY

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



1370

