



biotec italia
Medical



WEBSİTEMİZİ
ZİYARET EDİN

xlase | Supreme

DIODE LASER | ONE

EPİLASYONDA YENİ BOYUT



nora[®]
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

MADE IN ITALY

TERCİH ETMENİZ İÇİN 5 NEDEN

**4.000 WATT
YÜKSEK
GÜÇ**

**-10 DERECE
BUZ BAŞLIK**

**TÜM CİLT
TİPLERİNDE
SIFIR ACI**

**EN İNCE
VE
EN KALIN
TÜYLER**

**4 MEVSİM
ACISIZ
EPİLASYON**

**SADECE
25 DAKİKA**

MADE IN ITALY


xlase
DIODE LASER





EPİLASYONDA YENİ BOYUT

**Xlase Diode Lazer, epilasyon uygulamalarının
en acısız, en konforlu ve son teknolojisidir.**

Yüksek güçlü, 4 mevsim, tüm cilt tiplerinde sıfır acı,
en ince ve en kalın tüylerde etkili Xlase Diode Lazer ile tanışın!



Daha fazla bilgi için
www.xlaseturkiye.com

  / xlaseturkiye



ALEX PRO/DIODE



KIL KÖKLERİNDE, BİRDEN FAZLA UYGULAMAYA VE TEKRARLANAN SEANSLARA OLAN İHTİYACI AZALTIR.



4000watt

808/760nm

XLASE Alex Pro epilasyon için diğer lazerlerle karşılaştırıldığında, son derece düşük çalıştırma maliyetlerine sahiptir. 20 Milyon süresiz atış garantisi ile, profesyonelleri bile tatmin edecek etkili ve stabil performansı garanti eder.

Modül ergonomik bir şekle sahiptir ve cilt üzerinde kayarak lazer emilimini kullanıcının elinin hızına uyarlar. 23mm²'ye sahip değiştirilebilir safir ucu sayesinde işlem süresi kısalmış ve tüm alan için yaklaşık 15-20 dakika uygulama süresi yeterli olur. Rahat ve çok kısa işlem süreleri ile sırt ve bacaklar gibi geniş alanlarda etkili bir şekilde uygulama yapmanıza olanak tanır.

Safir malzemede bulunan kılavuz ışık, tedavi sırasında epidermisi koruyan termoelektrik sistem sayesinde soğutulurken, lazer ışınının üniform profili ve yüksek emilim ve seçiciliğe sahip dalga boyu (810 nm/760 nm) daha etkili bir etki sağlar. Kıl köklerinde, birden fazla uygulamaya ve tekrarlanan seanslara olan ihtiyacı azaltır.

DIODE



RAHAT VE ÇOK KISA İŞLEM
SÜRELERİ İLE UYGULAMA
YAPMANIZA OLANAK TANIR.



2800watt

810nm

DIODE



SIRT VE BACAĞLAR GİBİ
GENİŞ ALANLARDA ETKİLİ
BİR ŞEKİLDE UYGULAMA
YAPMANIZI SAĞLAR.





SINIFININ EN İYİSİ DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜSÜ!

Xlase Diode Lazer, epilasyon uygulamalarının en acısız, en konforlu ve son teknolojisidir. İtalya'da üretilen ve üretim aşamasında kullanılan tüm parçaları İtalyan olan Avrupa'nın en çok tercih edilen cihazı Xlase Lazer, Biotec Italia firması tarafından 2010 yılında AR-GE çalışmaları başlatılmış olup 2012 yılında tüm Dünya'da ve Avrupa'da satışa sunulmuştur.

Piyasaya girdiği ilk günden itibaren diğer cihazlara karşı her zaman en önde olan özellikleri ile fark yaratan XLASE Lazer, 2016 yılında **"Avrupa'nın en çok satılan, en iyi lazer cihazı"** ödülünü almayı başarmıştır.



ALEX PRO/DIODE

808/760nm - 4000 watt



DIODE

810nm - 2800 watt



DIODE

810nm - 2000 watt

- Vasküler Lezyonlar
- Epilasyon
- Cilt gençleştirme

- Vasküler Lezyonlar
- Epilasyon
- Cilt gençleştirme

- Vasküler Lezyonlar
- Epilasyon
- Cilt gençleştirme

ALEX PRO/DIODE

LAZER TÜRÜ	YÜKSEK GÜÇLÜ DİYOT
SINIF	IV
DALGA BOYU	760/808nm
ATIM GENİŞLİĞİ	<60ms SÜREKLİ ATIM YAPARAK
TEKRARLAMA ORANI	1-10Hz
DOKUYA AKIŞ	56J/cm ² YE KADAR ²
SPOT BOYUTU	10x10 (100mm ²) - 10x15 (150mm ²) DEĞİŞEBİLİR PRİZMA
MAKSİMUM GÜÇ	4000W
CİLT SOĞUTMA	SU SOĞUK SAFİR
ATIM ÖMRÜ	20.000.000 ATIM
LAZER EMİSYON KONTROLÜ	AYAK PEDALI & BAŞLIK DÜĞMESİ

DIODE

LAZER TÜRÜ	YÜKSEK GÜÇLÜ DİYOT
SINIF	IV
DALGA BOYU	810nm
ATIM GENİŞLİĞİ	<60ms SÜREKLİ ATIM YAPARAK
TEKRARLAMA ORANI	1-10Hz
DOKUYA AKIŞ	56J/cm ² YE KADAR ²
SPOT BOYUTU	10x10 (100mm ²) - 10x15 (150mm ²) DEĞİŞEBİLİR PRİZMA
MAKSİMUM HÜÇ	2800W
CİLT SOĞUTMA	SU SOĞUK SAFİR
ATIM ÖMRÜ	20.000.000 ATIM
LAZER EMİSYON KONTROLÜ	AYAK PEDALI & BAŞLIK DÜĞMESİ

DIODE

LAZER TÜRÜ	YÜKSEK GÜÇLÜ DİYOT
SINIF	IV
DALGA BOYU	810nm
ATIM GENİŞLİĞİ	<60ms SÜREKLİ ATIM YAPARAK
TEKRARLAMA ORANI	1-10Hz
DOKUYA AKIŞ	56J/cm ² YE KADAR ²
SPOT BOYUTU	10x10 (100mm ²)
MAKSİMUM HÜÇ	2000W
CİLT SOĞUTMA	-10 DERECE
ATIM ÖMRÜ	20.000.000 ATIM
LAZER EMİSYON KONTROLÜ	AYAK PEDALI & BAŞLIK DÜĞMESİ

Before

After



Before

After



Before

After



Before

After




Before

After



Before

After



xlase | Supreme

DIODE LASER | ONE

nora[®]
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

Xlase Diode ve Supreme One %100 İtalya'da üretilmiştir. Biotec Italia, orjinal bir ürünün gerçekliğini ve üretim sürecinin her bir detayına gösterilen sonsuz dikkat sebebiyle ürünlerinin üstün kalitesini garanti eder.

Biotec Italia şunları garanti eder;
Tamamen İtalya'da üretilmiştir.

Sadece İtalyan yan mamülleri kullanılarak üretilmiştir.
En yüksek kalitedeki malzemelerle üretilmiştir.

Biotec Italia'nın kendi teknolojik tasarımları kullanılarak üretilmiştir.

Etiler Mah. Mürselpaşa Bulvarı No: 22/52 Konak/İzmir

Tel: 0232 445 45 49

Fax: 0232 448 48 02

info@noramedikal.com.tr

www.noramedikal.com.tr

[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) /noramedikal



MADE IN ITALY

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE 1370

