

ENDO SMART LIFT

AMELİYATSIZ YÜZ
ŞEKİLLENDİRME



ALL IN ONE

1470 - 980 nm standart
635 - 405 nm opsiyonel

ENDO SMART LIFT

Lasotronix, 20 yılı aşkın lazer teknolojisi deneyimi ile sağlık sektöründe güvenilir ve yenilikçi çözümler sunan öncü bir markadır.

Lasotronix Endo Smart Lift, %100 Polonya üretimi bir teknolojidir. Yüksek mühendislik standartlarıyla üretilen bu cihaz, tüm dünyada profesyoneller tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Endo Smart Lift, lazer teknolojisi kullanılarak cilt altı dokuların yeniden yapılandırılmasını sağlayan yenilikçi bir uygulamadır. İnce fiber optik teller aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlem, yaşlanma belirtilerine cildin iç kısmından müdahale ederek doğal ve etkili bir sıkılaştırma sağlar.

STANDART

1470 - 980 nm Kullanım Endikasyonları

- Yüz Germe
- Boyun Germe
- Alt Yüz Bölgesi
- Boyun Bölgesi
- Göz Altı Torbaları
- Perioral Bölge
- Kaş Kaldırma
- Karın Lipolizi
- Koltuk Altı Lipolizi
- Hiperhidroz
- Bacak Telenjektazileri
- Bacak Venleri
- Vasküler Örümcekler
- Yüz Telenjektazileri
- Yassı Küçük Hemanjiomlar
- Porto Şarabı Lekesi
- Örümcek Nevüsleri
- Dudak Hemanjiom
- Senil Hemanjiom
- Jinekomasti

OPSİYONEL

635 - 405 nm Kullanım Endikasyonları

- Kırışıklık Azaltma
- Akne Tedavisi
- Akne İzleri
- Cilt Yenileme
- Egzamalar
- Saç Dökülmesi
- Cilt Nekrozu
- Ameliyat Sonrası Yaralar
- Ameliyat Sonrası Kızarıklıklar
- Yüz Ödeminin Azaltılması
- Vücut Ödeminin Azaltılması
- Yanıklar ve Yara İzleri
- Herpes Virüsü
- Hiperpigmentasyon



ENDO SMART LIFT

ÖNCESİ

1 SEANS SONRASI

ÖNCESİ

1 SEANS SONRASI




BAŞLIKLAR




Kanül

Ø 3 mm-Ø 4 mm-Ø 5 mm



Cerrahi Fiber

Tek Kullanımlık
200µm-400µm-600µm



Cerrahi Fiber

Tekrar Kullanılabilir
200µm-400µm-600µm



Dermatolojik Başlık


Vasküler Tedaviler İçin
320µm



Terapötik Diode

635nm

KAYIT EDİLEBİLİR TEKNOLOJİ





**MADE IN
POLAND**



Teknik Bilgi

Lazer Tipi	: Diode	Pulse Süresi	: 0.01ms - 10s
Dalga Boyu	: 1470 - 980 nm 12W-15W 635 - 405 nm 500mW	Işın İletimi	: SMA 905 konnektörlü fiber optik
Güç	: 100-240VAC;50/60Hz;4.0A	Optik Fiber	: 200µm-400µm-600µm
Çalışma Modu	: Sürekli veya modüle edilmiş	Ağırlık	: 2.5kg

İstanbul Bölge

Bağdat Caddesi
Konak Apartmanı
No. 87 K:4 D:10
Kadıköy/İstanbul

İzmir Merkez

Etiler Mahallesi
Mürselpaşa Bulv.
No: 22/52
Konak/İzmir

İletişim

O (232) 445 45 49
O (545) 812 45 49
www.noramedikal.com.tr
info@noramedikal.com.tr

