

ENDO SMART LIFT®



ALL IN ONE

1470 - 980nm
635 - 405nm

ENDO SMART LIFT®

Lasotronix, 20 yılı aşkın lazer teknolojisi deneyimi ile sağlık sektöründe güvenilir ve yenilikçi çözümler sunan öncü bir markadır.

Lasotronix Endo Smart Lift, %100 Polonya üretimi bir teknolojidir. Yüksek mühendislik standartlarıyla üretilen bu cihaz, tüm dünyada profesyoneller tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Endo Smart Lift, lazer teknolojisi kullanılarak cilt altı dokuların yeniden yapılandırılmasını sağlayan yenilikçi bir uygulamadır. İnce fiber optikler aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlem, yaşlanma belirtilerine cildin iç kısmından müdahale ederek doğal ve etkili bir sıkılaşıma sağlar ve istenmeyen yağları lipolize eder.

1470 - 980nm Endiksyonlar

Standart

- Jawline Şekillendirme
- Gıdı Lipoliz
- Yüz Germe
- Boyun Germe
- Göz Altı Torbaları
- Perioral Bölge
- Kaş Kaldırma
- Karın Lipolizi
- Koltuk Altı Lipolizi
- Hiperhidroz
- Bacak Telenjektazileri
- Bacak Venleri
- Vasküler Örmcekler
- Yüz Telenjektazileri
- Yassı Küçük Hemanjiomlar
- Porto Şarabı Lekesi
- Örmcek Nevüsleri
- Dudak Hemanjiom
- Senil Hemanjiom
- Jinekomasti

635 - 405nm Endikasyonları

Opsiyonel

- Kırışıklık Azaltma
- Akne Tedavisi
- Akne İzleri
- Cilt Yenileme
- Egzamalar
- Saç Dökülmesi
- Cilt Nekrozu
- Ameliyat Sonrası Yaralar
- Ameliyat Sonrası Kızarıklıklar
- Yüz Ödeminin Azaltılması
- Vücut Ödeminin Azaltılması
- Yanıklar ve Yara İzleri
- Herpes Virüsü
- Hiperpigmentasyon



ENDO SMART LIFT®



ÖNCESİ

1 SEANS SONRASI



ÖNCESİ


1 SEANS SONRASI




Aksesuarlar



Cerrahi Fiber
Tek Kullanımlık
200µm-400µm-600µm



Cerrahi Fiber
Tekrar Kullanılabilir
200µm-400µm-600µm



Kanül
Ø 3 mm-Ø 4 mm-Ø 5 mm
Opsiyonel



Dermatolojik Başlık
Vasküler Tedaviler İçin
Opsiyonel



Terapötik Diode
Opsiyonel

Otomatik Yüklü Endikasyon ve Kayıt Teknolojisi

RECOMMENDED THERAPIES		LAST THERAPY
FACE LIFTING	1470nm	
PLASTIC SURGERY	1470nm	
MICROSURGERY	980nm	USER THERAPIES
VASCULAR THERAPY	980nm	FAST PROGRAMMING
AESTHETIC MEDICINE	405/635/980nm	CHANGE PATIENT
BIOMODULATION	635nm	OPTIONS
DIAGNOSTICS	405nm	

RECOMMENDED THERAPIES		LAST THERAPY
FACE LIFTING	1470nm	
PLASTIC SURGERY	1470nm	
MICROSURGERY	980nm	USER THERAPIES
VASCULAR THERAPY	980nm	FAST PROGRAMMING
AESTHETIC MEDICINE	405/635/980nm	CHANGE PATIENT
BIOMODULATION	635nm	OPTIONS
DIAGNOSTICS	405nm	

SELECT PATIENT		SKIP
The patient database is empty		
		NEW
		EDIT
		LAST THERAPY
		DELETE

ENDO SMART LIFT®



Teknik Bilgi

Lazer Tipi	: Diode	Pulse Süresi	: 0.01ms - 10s
Dalga Boyu	: 1470 - 980 nm 12W-15W 635 - 405 nm 500mW	Işın İletimi	: SMA 905 konnektörlü fiber optik
Güç	: 100-240VAC;50/60Hz;4.0A	Optik Fiber	: 200µm-400µm-600µm
Çalışma Modu	: Sürekli veya modüle edilmiş	Ağırlık	: 2.5kg

İstanbul Bölge

Bağdat Caddesi
Konak Apartmanı
No. 87 K:4 D:10
Kadıköy/İstanbul

İzmir Merkez

Etiler Mahallesi
Mürselpaşa Bulv.
No: 22/52
Konak/İzmir

İletişim

www.noramedikal.com.tr
info@noramedikal.com.tr
0 (232) 445 45 49
0 (545) 812 45 49

