

NanoStar

Q-Switched Laser Technology

Asclepion
Laser Technologies

Birden Fazla
Tedavi Seçeneği
Nano Star ile
Mümkün!



Asclepion Laser Technologies

NanoStar



MADE IN
GERMANY

nora®
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

NanoStar

Q-Switched Laser Technology



Uygulama Alanları

- Dermal ve Epidermal Lekeler
- Melazma
- Güneş ve Yaşlılık Lekeleri
- Her Renkte Dövme Silme
- Kaş Silme
- Gözenek Sıkılaştırma
- Cilt Tonu Eşitleme
- Cilt Gençleştirme - Anti Aging
- Akne İzleri ve Skar Tedavisi
- Vasküler Lezyonlar
- Tırnak Mantarı
- Tüy Saratma
- Karbon Peeling

MADE IN
GERMANY

Yüksek Alman Mühendisliği

NanoStar Q-Switch Lazer, entegre OptiBeam II teknolojisi sayesinde son derece hassas ve homojen bir ışın profili sunar. Farklı başlık seçenekleri, cihazın tedavi esnekliğini önemli ölçüde artırır.

- **DF (Deep Fractional – Derin Fraksiyonel)**


Özellikle cilt yenileme ve yara izi tedavilerinde önerilir. Daha derin katmanlara etki ederek yoğun rejenerasyon sağlar.

- **HC (High Coverage – Yüksek Kapsama)**

Özellikle foto-yaşlanma belirtileri ve pigmentasyon bozukluklarının tedavisinde etkilidir. Geniş alanlarda hızlı ve etkili sonuçlar sunar.



Nano Star
532 nm; 1064 nm



Öncesi



1 Seans Sonrası



Öncesi



1 Seans Sonrası



Öncesi



1 Seans Sonrası

TEKNİK ÖZELLİKLER


Lazer Tipi	Nd:YAG, class 4	
Dalga Boyu	532 nm; 1064 nm	
Atım Hızı	1-10 Ayarlanabilir	
Atım Süresi	532 nm: 6 ns (QS) 6 ns + 6 ns (OP)	1064 nm: 6 ns (QS) 6 ns + 6 ns (OP) 300 µs (PT)
Maksimum Enerji	532 nm: 12.5 J/cm2 (QS) 15 J/cm2 (OP)	1064 nm: 25 J/cm2 (QS) 37.5 J/cm2 (OP) 50 J/cm2 (PT)
Başlıklar	2 x 2; 3 x 3; 4 x 4 ; 5 x 5 mm2 kare Fraksyonel Ø 8 mm (DF) Fraksyonel Ø 9 mm (HC)	
Ekran	10.4" LCD Dokunmatik Ekran	
Boyutlar	53 cm x 108.1 cm x 110.2 cm (W x D x H)	
Ağırlık	Yaklaşık. 150 kg	



* QS = Q-Switched; OP = Opti-Darbe; PT = Foto-Termal



93/42/EEC TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNE
GÖRE SERTİFİKALI CİHAZ



İstanbul Bölge

Bağdat Caddesi
Konak Apartmanı
No. 87 K:4 D:10
Kadıköy/İstanbul

İzmir Merkez

Etiler Mahallesi
Mürselpaşa Bulv.
No: 22/52
Konak/İzmir

İletişim

0 (232) 445 45 49
0 (545) 812 45 49
www.noramedikal.com.tr
info@noramedikal.com.tr



noramedikal



noramedikal



noramedikal